

**CURADEN**  **SWISS**  
LEADING ORAL CARE PEOPLE

**Wichtig/Important/Importante/Důležitě/Pomembno:**  
Wegen Verletzungsgefahr nicht in Zwischenräume zwängen.  
Pour éviter les blessures: ne jamais forcer entre les espaces  
dentaires.

Per evitare il rischio di lesioni, non introdurlo a forza negli  
spazi interdentali.

To prevent injuries, never force into narrow spaces.

Neprotlačujte plastové párátko mezizubním prostorem  
silou, může dojít k poranění.

Izdelka v medzobni prostor nikoli ne potiskajte s silo,  
ker se lahko poškodujete.

**International Headquarters:**

CH-6011 Kriens: Curaden AG, Postfach 1063, info@curaden.ch

**Local Headquarters:**

DE-76297 Stutensee: Curaden AG, Industriestrasse 4

IT-21047 Saronno: Curaden Healthcare, Via B. Lanino, 42

GB-Kimbolton, Cambs, PE 28 0NJ: Curaden UK, Unit 11 Harvard Industrial Estate

SK-82107 Bratislava: Curaden Slovakia, s.r.o., Dvojkřížna 47

CZ-36002 Karlovy Vary: Curaden EEC, s.r.o., Anglická 153/31

SI-2204 Miklavž na Dr. p.: Flegis, d.o.o., Ul. Mlad brig. 54 (uvoznik), dobavitelj:  
Curaden AG, CH

PL-50032 Wrocław: Indent, ul. G. Zapolskiej 1/201

PL-61-465 Poznań: Miralex SP. z o.o., ul. Św. Szczepana 25

DK-7100 Vejle: Curaden Scandic ApS, Havneparken 2

HU-1027 Budapest: Sager Dental Kft., Fekete Sas utca 2 - 2455/2004.0ÉTI

ES-46004 Valencia: Curaden Swiss S.L., C/Pizarro 21-4


All worldwide agents: [www.curaden.ch](http://www.curaden.ch)

TP930-0406-73314930



7 612412 950007

# CURAPROX®

SWISS PREMIUM ORAL CARE 

## TP 930

«Brushpic»

Interdental  
Reiniger **10 x**


Nettoyeur  
Interdental

Spazzolino  
interstiziale


Interdental  
Cleaners

Plastové  
párátka


Čistilec za  
medzobne prostore



Made in Switzerland ©



## CURAPROX® TP 930 «Brushpic»



(CH) (DE)

Mit dem beflockten Teil die Interdentalräume durch mehrmalige Hin- und Her-Bewegungen reinigen. Nach Gebrauch spülen und gut trocknen lassen.

(FR) Avec la partie floquée nettoyer les espaces interdentaires par des mouvements de va-et-vient. Bien rincer et laisser sécher après chaque utilisation.

(IT) Pulire gli spazi interdentali, facendo passare più volte avanti-indietro la parte con le setole. Pulire accuratamente e lasciare asciugare dopo ogni uso.


(GB) Clean interdental spaces with green flocked end, using several back and forth movements. Rinse after use and let dry thoroughly between uses.

(CZ) Mezizubní prostory čistěte úzkým koncem s filcem. Párátkem několikrát pohybujte dopředu a dozadu. Po použití párátka opláchněte a nechte uschnout.

(SI) Kosmateni del »Brushpic«-a potisnite v medzobni prostor. Z rahlimi gibji naprej-nazaj očistite medzobni prostor. Po uporabi »Brushpic« splaknite in posušite.

## CURAPROX® SWISS PREMIUM ORAL CARE


### CPS «prime»




### CS «single»



### CS «sensitive»



### UHS «holders»



Demo Kit «CPS 556»

